

牙科硅橡胶复模材料 使用说明书

型号

Gi-Mask (Base) 模拟牙龈硅橡胶基质

Gi-Mask Activator (Catalyst) 模拟牙龈硅橡胶催化剂

定义:

Gi-Mask 是一种用于在口腔技工室中制作齿龈印模的低粘稠度硅橡胶材料。

材料类型:

聚乙烯基硅氧烷, 缩合型弹性合成硅橡胶, 低粘稠度, 技工室用。

ISO 4823, 第 3 型, 低粘稠度。

适应症:

Coltène® Gi-Mask 是用于在预备体模型上重现牙龈外形的材料

适用于:

- 单冠
- 桥
- 种植修复
- 复合修复及套筒冠

禁忌症:

本产品若按照指导使用, 尚未发现已知的禁忌症。


副作用和交互作用:

聚乙烯基硅氧烷具有良好的生物相容性。对于技工室人员尚无已知的不良反应或者继发效应的报道。

如果催化剂接触眼睛, 请用大量清水冲洗, 然后咨询眼科医生。

剂量和调拌:

1. 将调拌杯的可移动底座密封唇上翻塞入杯中, 配药前把底座尽可能向下推。为了最大程度减小浪费, 可用小刀切除带尖盖子的开口约 1.5cm。



2. 依所需注入 5 或 10ml (对应较低或者较高那个刻度) Gi-Mask 基底。



若催化剂使皮肤染色，用小刷蘸温肥皂水可以去除。染色衣物可通过一般洗涤去除。固化的硅橡胶化学性质稳定。注意勿使 **Coltène® GI-MASK** 沾于衣物上。水、空气湿度及酒精对催化剂的作用有影响，因此用后请及时将注射器插回原处以封闭瓶口。使用干燥的布或纸巾拭去注射器帽内的残余催化剂。注射器仅可使用干燥的布或者纸巾清洁，一旦污染请立即更换。

保质期及储存方法

如在温度 15-23°C / 59-73°F、相对湿度 50%的条件下密封保存，至少在外包装显示的保质期之内，**Coltène® GI-MASK** 能够完全满足说明书所列的作用目的。印模应储存在室温中，避免暴露于热源和阳光下。

责任说明

联邦法规限制本产品仅供牙医出售和购买。

标识

保质期和批号显示于外包装和材料瓶上。

技术参数 ISO4823:2000

所有技术参数在 23°C / 73°F 室温，相对湿度 50%的条件下测得。

混合时间：	20 秒
工作时间：	最多 180 秒
固化时间：	N.A.
形变回复率：	98.28%
体积变化：	-0.33%

仅供牙医及牙科技工室使用，或在其指导下使用。

制造商

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
电话+41 (0) 71/757 53 00
传真+41 (0) 71/757 53 01
Office@coltenwhaledent.ch

售后服务单位：

售后服务名称：康特威尔登特齿科贸易(北京)有限公司
地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼2门1103-1104室
电话：010-62123251 传真：010-62123252

其它：

产品标准编号：YZB/SWI 6374-2012《牙科硅橡胶复模材料》
医疗器械注册证书编号：SFDA(I)20131630129