




roeko

## “乐宜口” 棉制品系列

- 严格的原料选择
- 精密的加工工艺
- 持续的吸收效果
- 医生的贴心助手



 瑞士康特齿科集团

# “乐宜口”（ROEKO）棉制品——百年品牌——丰富的经验——

在口腔科日常工作中每天都使用大量的棉制品，但很少有人关注它。高质量的棉制品及附件需要强大的技术支持。“乐宜口”工艺著称。高质量的产品确保了更顺畅和更高效的治疗过程。让我们一起进入“乐宜口”的精彩世界吧！

## 临床常规用棉卷

高质量吸唾棉制品，用于口腔隔湿。产品不经氯漂，塑料袋包装，隔湿、防尘。包含“普通型”和“Luna”两个系列，均有大、中、小3种型号可供选择。



### “乐宜口”口腔隔湿棉卷

质地柔软，吸唾迅速，患者感觉更舒适。




### “Luna”口腔隔湿棉卷

含棉量高、质地紧密，吸唾量大，治疗过程中无需频繁更换。即使吸满唾液也不容易变形和脱落，能有效撑起颊部。




### “Luna”儿童用口腔隔湿棉卷

常规的隔湿棉卷用于儿童的口腔往往很难就位，并引起疼痛。“Luna”儿童用口腔隔湿棉卷，专为儿童设计，体积小，感觉舒适，即使在最小的口腔中也能保证充足的操作空间；吸唾量大，治疗过程中无需频繁更换。使儿童患者的充填或根管治疗更顺畅。



### “乐宜口”多功能弹性棉条

独特的弹性内芯设计，可预弯，能够有效撑开唇、颊部，保持开口位及舌的后位，为口腔内治疗提供充足的空间。吸唾量大，并可通过压迫唾液腺抑制其分泌。



### “乐宜口”解剖型多功能弹性棉条

特殊设计的“乐宜口”多功能弹性棉条，末端为扁形，更易置入口腔，对舌侧缘的压力显著减低，减少异物感。特别适用于敏感患者。





# ——雄厚的技术背景——100%高质量

”的产品向来以严格的原料选择和精密的加工

## “乐宜口”排龈棉帽系列



### “乐宜口”排龈棉帽

配合排龈线或排龈硅橡胶使用，将其深压入龈沟，使龈沟更开阔、清晰、干燥和清洁，同时起到压迫止血的作用。

## “乐宜口”系列棉卷储存盒

造型美观，取用方便，保障棉卷不受水雾和灰尘的污染。



### “乐宜口”口腔棉卷弹出盒

用于储存及分配1#~3#口腔隔湿棉卷。操作简便，每次轻按盒盖即可弹出一个棉卷。有白色塑料和不锈钢两种，均可134℃高温蒸汽灭菌。



### “乐宜口”弹性棉条弹出盒

能够放置50个乐宜口多功能弹性棉条，使用卫生方便。



### “乐宜口”解剖形态排龈棉帽

形态与乐宜口排龈棉帽排龈棉帽相似，不同之处在于邻面边缘为半圆设计，顺应牙龈解剖形态，与牙龈沟贴合更紧密。



### “乐宜口”棉卷储存盒

抽屉式棉卷储存盒，每次打开抽屉，既有2~3支棉卷可供取用。

# 订货信息



名称	型号	货号
“Luna” 口腔隔湿棉卷	500个/包	
	# 1	105 001
	# 2	105 002
	# 3	105 003
“Luna” 儿童用口腔隔湿棉卷	200个/包 # 2	100 032
“乐宜口” 口腔隔湿棉卷	1000个/包	
	# 1	104 011
	# 2	104 012
	# 3	104 013
“乐宜口” 多功能弹性棉条	100个/包	
	# 1 长80 mm 直径9 mm	160 001
	# 2 长80 mm 直径10 mm	160 002
	# 3 长100 mm 直径10 mm	160 003
	# 5 长100 mm 直径8 mm	160 005
“乐宜口” 解剖型多功能弹性棉条 长100 mm 直径10 mm	50个/包	160 013

名称	型号	货号
“乐宜口” 排龈棉帽		
	#1	120个/盒 530 008
	#3	120个/盒 530 010
	#5	60个/盒 530 014
	混合装 (#1/3/5)	150个/盒 530 000
“乐宜口” 解剖形态排龈棉帽		
	#1	120个/盒 531 201
	#3	120个/盒 531 203
	#5	60个/盒 531 205
	混合装 (#1/3/5)	120个/盒 531 299
“乐宜口” 口腔棉卷弹出盒 白色塑料 134 × 100 × 48 mm 不锈钢制 134 × 100 × 43,5 mm 适用于标准长度 (36~40mm) 的 1~3号棉卷, Luna儿童用口腔隔湿 棉卷不适用。	1个	
		120 004
		120 005
“乐宜口” 棉卷储存盒 白色塑料 52 × 106 × 100 mm 适用于标准长度 (36~40mm) 的 1~4号棉卷及Luna儿童用口腔隔湿 棉卷不适用。	1个	
		120 000
“乐宜口” 弹性棉条弹出盒 11,2 × 10,3 × 8,2 cm	1个	162 100

Coltene/Whaledent AG  
Feldwiesenstrasse 20  
CH-9450 Altstätten / Switzerland  
Tel. 0041/71/75 75 300  
Fax 0041/71/75 75 301  
E-mail: info.ch@coltene.com

Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG  
Raiffeisenstrasse 30  
89129 Langenau/Germany  
Tel. +49 (0)7345 805 0  
Fax +49 (0)7345 805 201  
E-mail: info.de@coltene.com

瑞士康特齿科集团中国贸易公司  
北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼  
B座2单元1103-1104室 邮编: 100044  
电话: (010) 62161985 62123251  
传真: (010) 6 2123252  
E-mail: china@coltenewhaledent.com  
http: www.coltenewhaledent.bj.cn

 **COLTENE®**  
www.coltene.com

## 授权代理商:

