


**PRESIDENT<sup>®</sup>**  
Impression Tray System

## “总统”牌塑钢印模托盘


如果托盘不是透明的，  
你一定会认为它是不锈钢制的！



# PRESIDENT® 总统牌塑钢印模托盘系列




刚性结构设计



符合口腔解剖形态



倒凹型固位槽



## 特点

刚性结构  
符合口腔解剖形态  
倒凹型固位槽  
通体透明  
外形可修改  
可浸泡消毒或一次性使用  
经济实惠

## 益处

专利设计，纵横交错的交联结构使其具有空前的刚性；  
积累20余年的解剖学统计数据，精心设计、制造每一个托盘；  
为每一种印模材提供牢靠的固位，不易脱模；  
外形美观，易于操作，可精确就位于口内；  
可通过加热方式为不同患者进行个性化调改；  
无交叉感染之风险，也无需耗费时间清洁、消毒；  
节省费用支出。

## 订货信息

货号	描述	形态	包装
C6901	上颌大号1#	A 83.1mm B63.2mm C18.7mm	12个/袋
C6902	下颌大号2#	A 79.9mm B62.2mm C20.0mm	12个/袋
C6903	上颌中号3#	A 75.4mm B58.3mm C17.3mm	12个/袋
C6904	下颌中号4#	A 69.5mm B58.5mm C19.3mm	12个/袋
C6905	上颌小号5#	A 69.6mm B51.7mm C17.1mm	12个/袋
C6906	下颌小号6#	A 61.7mm B50.5mm C18.3mm	12个/袋
C6907	1/4牙列（左上/右下颌）7#	A 47.1mm B58.5mm C19.3mm	12个/袋
C6908	1/4牙列（右上/左下颌）8#	A 47.1mm B58.5mm C19.3mm	12个/袋
C6909	前牙列（上下颌通用）9#	A 65.3mm B39.4mm C19.2mm	12个/袋
C6910	混合装	每袋含1#-9# 塑钢印模托盘各1个，共9个。	

## 授权代理商



Coltene/Whaledent AG  
Feldwiesenstrasse 20  
CH-9450 Altstätten / Switzerland  
Tel. 0041/71/75 75 300  
Fax 0041/71/75 75 301  
E-mail: office@coltenewhaledent.ch

Coltene/Whaledent Inc.  
235 Ascot Parkway  
Cuyahoga Falls, OH 44223 / U.S.A.  
Tel. 001/330/916 8800  
Fax 001/330/916 7077  
http://www.coltenewhaledent.com

瑞士康特齿科集团中国贸易公司  
北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼  
B座2单元1103-1104室 邮编: 100044  
电话: (010) 62161985 62123251  
传真: (010) 6 2123252  
E-mail: china@coltenewhaledent.com  
http: www.coltenewhaledent.bj.cn