

# 咬合纸使用说明书

**名称：**咬合纸

**主要结构：**该产品主要由纸或金属箔或丝材料制成。

**性能：**印记清楚可见，容易辨认；强度高。

**规格：**咬合纸的型号规格

材料	厚度	尺寸	形状	包装	颜色
纸	200 $\mu$	18mm*50mm	I形	300片	2面红；2面蓝
	80 $\mu$	—	U形	72片	2面蓝；蓝&红
	80 $\mu$	—	C形	144片	2面蓝；蓝&红
	80 $\mu$	20mm*105mm	I形	144片	2面蓝；蓝&红
	40 $\mu$	—	U形	72片	2面红；2面蓝
	40 $\mu$	22mm*110mm	I形	120片	2面蓝；2面红； 蓝&红
	40 $\mu$	15m*22mm	卷形	15米	2面蓝；2面红；
金属箔	12 $\mu$	25m*80mm	卷形	25米	2面蓝；2面黑； 2面绿；2面红； 1面黑；1面红； 1面绿；1面蓝
	12 $\mu$	25m*22mm	卷形	25米	2面蓝；2面黑； 2面绿；2面红； 红&黑；1面黑； 1面红；1面绿； 1面蓝
	8 $\mu$	5m*8mm	卷形	25米	无颜色
丝	80 $\mu$	10m*22mm	卷形	10米	2面蓝；2面黑； 2面绿；2面红；
	80 $\mu$	10m*80mm	卷形	10米	2面蓝；2面黑； 2面绿；2面红；

**适用范围：**本产品适用于齿科各种咬合检查。

**使用说明：**使用时首先需要选取合适的咬合纸，然后放入上下牙齿之间进行咬合。

**注意事项：**无

**其 他：**无

**禁忌症：**无

**标签、标识的图形、符号、缩写的解释：**无

**储存方法：**包装后的咬合纸应贮存在相对湿度不超过80%、无腐蚀性气体、通风良好的室内。

**有效期：**长期

**注册号：**SFDA(I)20121633057

**执行标准：**YZB/GER 3720-2012《咬合纸》

**生产厂家：**Coltène/Whaledent GmbH+Co.KG

**地 址：**Raiffeisenstraße 30 89129 Langenau Germany

**中国售后服务机构：**

**公司名称：**康特威尔登特齿科贸易（北京）有限公司

**地 址：**北京市西城区车公庄大街9号院1号楼2门1103-1104室

**电 话：**010-62123251

**传 真：**010-62123252